


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rankl ウサギポリクローナル抗体 - O14788

商品番号: CM0017713



前書き

ヒト RANKL (TNFSF11)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。破骨細胞分化および免疫応答研究に最適。 - O14788

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RANKL ウサギ pAb
備考/別名	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8600
GeneID	8600
免疫原	組換えタンパク質 ヒト RANKL (NP_003692.1) のアミノ酸78-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14788
タンパク質分子量	35kDa
輸送	アイスバッグ