

抗Rap1Bポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa対応) - P61224

商品番号: CM0016868



前書き

ヒトRap1B (P61224)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに対応。ヒトおよびマウスのサンプルでバリデーション済み。内皮細胞生物学やGTPaseシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rap1B ウサギpAb
備考/別名	K-REV; RAL1B; Rap1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5908
遺伝子ID	5908
免疫原	ヒトRap1Bのアミノ酸1-184に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_056461.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61224
タンパク質重量	21kDa
配送	アイスパック