

Anti-Rars2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5T160

商品番号: CM0026959

前書き

ヒトRARS2 (ArgRS)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。ミトコンドリア翻訳および橋小脳低形成の研究に使用可能です。診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARS2 Rabbit pAb
備考/別名	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57038
遺伝子ID	57038
免疫原	ヒトRARS2 (NP_064716.2) のアミノ酸17-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5T160
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋