

WbおよびElisa用Anti-Rassf5ウサギポリクローナル抗体 - Q8Www0

商品番号: CM0015291



前書き

WBおよびELISA用RASSF5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルでバリデーション済み。潜在的ながん抑制因子であり、リンパ球接着制御因子であるRASSF5（NORE1/RAPL）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASSF5ウサギpAb
備考／別名	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	83593
GeneID	83593
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WWW0
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷バッグ