


Wb、If-P、Elisa用 抗Rbfox1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nwb1

商品番号: CM0030467



前書き

ヒトRBFOX1（別名A2BP1、Fox-1 homolog A）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を確認済み。免疫原はN末端130アミノ酸。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	RBFOX1 ウサギ pAb
備考/別名	A2BP1; FOX1; A2BP1; FOX-1; HRNBP1; RBFOX1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54715
遺伝子ID	54715
免疫原	ヒトRBFOX1 (NP_665900.1) の1-130番目のアミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWB1
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ