


Wb、Elisa用 抗Rbp4 ウサギポリクローナル抗体 - P02753

商品番号: CM0021829



前書き

ヒトRBP4を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。レチノール輸送、ビタミンA恒常性、および視覚関連経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBP4 Rabbit pAb
備考/別名	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5950
GeneID	5950
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRBP4 (NP_006735.2) のアミノ酸19-201に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02753
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋