

抗Rcc1ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P18754

商品番号: CM0002948



前書き

RCC1 Rabbit mAbはヒトRCC1に対して作製されたモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、クロマチン凝縮や細胞周期調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RCC1 Rabbit mAb
備考／別名	CHC1; RCC1-I; RCC1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1104
GeneID	1104
免疫原	合成ペプチド ヒトRCC1 (P18754) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18754
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤