


Wb、Elisa用抗Reg3Aウサギポリクローナル抗体 - Q06141

商品番号: CM0019808



前書き

WBおよびELISAアプリケーションに適した本ウサギポリクローナル抗体でREG3Aの発現を検証できます。炎症および組織再生に関与する殺菌性C型レクチンである、ヒト、マウス、ラットのREG3Aを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REG3AウサギpAb
備考／別名	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
種	ヒト
Gene ID	5068
免疫原	ヒトREG3A (NP_002571.1) のアミノ酸27～175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06141
タンパク質分子量	19kDa
配送	保冷バッグ