

Wb、Elisa用 Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 モノクローナル抗体 - Q14995

商品番号: CM0002713



前書き

WBおよびELISA用ウサギモノクローナル Rev-erb beta/NR1D2

抗体。ヒト、マウス、ラットの概日リズムおよび代謝調節因子であるRev-erb

betaを検出します。核内受容体と時間生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rev-erb beta/NR1D2 ウサギ mAb
備考/別名	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9975
GeneID	9975
免疫原	ヒト Rev-erb beta/NR1D2 (NP_005117.3) のアミノ酸 220-300 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q14995
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ