


抗Rgs5ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O15539

商品番号: CM0030235



前書き

ヒトRGS5（Gタンパク質シグナル伝達調節因子5）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。GPCRシグナル伝達研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGS5 Rabbit pAb
別名	MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; RGS5
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8490
遺伝子ID	8490
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O15539
タンパク質分子量	21kDa
配送方法	氷袋梱包