

WbおよびElisa用 Anti-Rgs7 ポリクローナル抗体 - P49802

商品番号: CM0025518



前書き

ヒトRGS7（Gタンパク質シグナル伝達調節因子7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。GPCRを介したシグナル伝達カスケードの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGS7 ウサギ pAb
備考/別名	RGS7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6000
GeneID	6000
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49802
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ