


抗Rhogap (P190-B) ウサギモノクローナル抗体 Wb, Ip, Elisa対応 - Q13017

商品番号: CM0007667



前書き

RhoGAP (p190-B, ARHGAP5)

を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。Rho

GTPaseシグナル伝達、細胞遊走、細胞骨格ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RhoGAP Rabbit mAb
別名	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	394
GeneID	394
免疫原	ヒトRhoGAP (Q13017) のアミノ酸1150-1300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13017
タンパク質分子量	172 kDa
発送	氷袋