


Wb、Elisa用抗Rmnd5Aウサギポリクローナル抗体 - Q9H871

商品番号: CM0013733



前書き

CTLH

E3ユビキチンリガーゼ複合体のコア構成要素であるヒトRMND5Aに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性を有します。ユビキチン化経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RMND5AウサギpAb
備考／別名	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64795
遺伝子ID	64795
免疫原	ヒトRMND5A (NP_073617.1) のアミノ酸200～270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H871
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ