

WbおよびElisa用 抗Rnf185 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Gf1

商品番号: CM0024401

前書き

ヒトRNF185に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトファジー、ERストレス、ERAD、自然抗ウイルス免疫に関する研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF185 ウサギ pAb
備考/別名	RNF185
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91445
GeneID	91445
免疫原	ヒトRNF185のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_689480.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GF1
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ