


Anti-Rpb1 Ctd Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P24928

商品番号: CM0008479



前書き

Rpb1

CTDを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRpb1（約217 kDa）を検出します。RNAポリメラーゼIIの転写制御の研究に最適です。CamelBioによるIVD資材のワンストップ調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rpb1 CTD Rabbit mAb
備考/別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220
種	ヒト
遺伝子ID	5430
免疫原	ヒトRpb1 CTD (NP_000928.1) のアミノ酸1611-1710内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217 kDa/64 kDa
配送	アイスバッグ