

Anti-Rph3A (Rabphilin-3A) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y2J0

商品番号: CM0029120

前書き

ヒトRabphilin-3A（RPH3A、Exophilin-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。調節エキソサイトーシスおよびシナプス機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPH3A Rabbit pAb
備考/別名	RPH3A
種	ヒト
遺伝子ID	22895 (Human)
免疫原	ヒトRPH3A（NP_055769.2）のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9Y2J0
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスバッグ