


## 抗Rpl10Aモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P62906

商品番号: CM0003695



### 前書き

ヒトRPL10A（60Sリボソームタンパク質L10a）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。リボソーム機能やタンパク質合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 製品名       | RPL10A ウサギmAb                                   |
| 備考／別名     | uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A         |
| 種         | ヒト                                              |
| 遺伝子ID（ヒト） | 4736                                            |
| 遺伝子ID     | 4736                                            |
| 免疫原       | ヒトRPL10A（P62906）のアミノ酸1～175番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                             |
| 分類        | モノクローナル抗体                                       |
| 用途        | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                           |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                      |
| SWISS     | P62906                                          |
| タンパク質分子量  | 25kDa                                           |
| 輸送方法      | 保冷剤                                             |