


抗Rpl13ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P26373

商品番号: CM0005171



前書き

ヒトRPL13（eL13）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。リボソームタンパク質研究や骨発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL13 ウサギmAb
備考/別名	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6137
遺伝子ID	6137
免疫原	ヒトRPL13（NP_150254.1）のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26373
タンパク質分子量	18kDa/24kDa
輸送	保冷剤