

抗Rpp30ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P78346

商品番号: CM0024846



前書き

ヒトRPP30（RNase Pサブユニットp30）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。tRNAおよびrRNAプロセシングの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPP30 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	TSG15; RPP30
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10556
GeneID	10556
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRPP30の1-268アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_006404.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78346
タンパク質重量	29kDa
配送	アイスバッグ