

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rpp38 ウサギポリクローナル抗体 - P78345

商品番号: CM0023220



### 前書き

ヒトRPP38を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。リボヌクレアーゼP/MRP複合体、tRNAおよびrRNAプロセッシング、核小体生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | RPP38 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名      | RPP38                                                 |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10557                                                 |
| 遺伝子ID      | 10557                                                 |
| 免疫原        | ヒトRPP38 (NP_892117.1) のアミノ酸20-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用         | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                 |
| 交差反応性      | ヒト                                                    |
| SWISS      | P78345                                                |
| タンパク質分子量   | 32kDa                                                 |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                 |