


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Rps10 ポリクローナル抗体 - P46783

商品番号: CM0025862



前書き

ヒトRPS10（40Sリボソームタンパク質S10）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。リボソーム機能、翻訳、ダイヤモンド・ブラックファン貧血の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS10 ウサギ pAb
備考/別名	S10; DBA9; eS10; RPS10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6204
免疫原	ヒトRPS10のアミノ酸1-165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001190174.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46783
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ