


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rps27Aポリクローナル抗体 - P62979

商品番号: CM0023833



### 前書き

ヒトRPS27A（ユビキチン-リボソームタンパク質eS31融合体）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに最適です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチンシグナル伝達およびリボソーム機能の研究で検証済みです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | RPS27A ウサギ pAb                                                 |
| 備考/別名      | UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A |
| 種          | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6233                                                           |
| 遺伝子ID      | 6233                                                           |
| 免疫原        | ヒトRPS27A (NP_001170884.1) のアミノ酸1-156に対応する配列を含む組換え融合タンパク質       |
| 起源         | ウサギ                                                            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                      |
| 用途         | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS      | P62979                                                         |
| タンパク質分子量   | 18kDa                                                          |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                            |