

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rps6Ka4ウサギポリクローナル抗体 - O75676

商品番号: CM0014726

前書き

リボソームタンパク質S6キナーゼalpha-4 (MSK2、UniProt O75676) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。分子量86 kDa。炎症およびストレスシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS6KA4 Rabbit pAb
備考/別名	MSK2; RSK-B; S6K-alpha-4; RPS6KA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8986
遺伝子ID	8986
免疫原	合成ペプチド：ヒト RPS6KA4 (NP_003933.1) のアミノ酸673-772内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75676
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋