

抗Rps6Ka5 (Msk1) ウサギモノクローナル抗体 Wb、Elisa用 - O75582

商品番号: CM0006370



前書き

RPS6KA5 (MSK1) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラット、サルと反応します。マイトジェンおよびストレス活性化キナーゼシグナル伝達、転写制御、ヒストン修飾経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS6KA5 Rabbit mAb
備考/別名	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9252
GeneID	9252
免疫原	ヒトRPS6KA5 (NP_004746.2) のアミノ酸639〜736番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	O75582
タンパク質分子量	62kDa/82kDa/90kDa
発送	氷袋