


Anti-Rragaウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q7L523

商品番号: CM0030629



前書き

ヒトRRAGA（Ras関連GTP結合タンパク質A）を免疫原としたウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。mTORC1シグナル伝達およびアミノ酸センシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRAGA Rabbit pAb
備考/別名	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10670
GeneID	10670
免疫原	ヒトRRAGA（NP_006561.1）のアミノ酸213-313領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L523
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋