

WbおよびElisa用 Anti-Rrp36 ポリクローナル抗体 - Q96Eu6

商品番号: CM0013804

前書き

ヒトRRP36（リボソームRNAプロセッシングタンパク質36相同体）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。18S

rRNA生成に向けた前駆体rRNAの成熟に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRP36 ウサギ pAb
備考/別名	C6orf153; dJ20C7.4; RRP36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	88745
GeneID	88745
免疫原	ヒトRRP36（NP_149103.1）のアミノ酸1-259に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96EU6
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ