

Anti-Rsad2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Wxg1

商品番号: CM0027807

前書き

ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示すRSAD2 ウサギpAb。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。インターフェロン誘導性抗ウイルスタンパク質ペリン；自然免疫およびウイルス複製研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RSAD2 ウサギpAb
備考／別名	SAND; cig5; vig1; cig33; RSAD2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	91543
GeneID	91543
免疫原	ヒトRSAD2（NP_542388.2）のアミノ酸118～361番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXG1
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋