

Wb・Elisa用抗Rubiconウサギポリクローナル抗体 - Q92622

商品番号: CM0024531



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向け、ヒトRubicon (RUBCN) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。オートファジーと免疫調節タンパク質を標的としており、エンドソーム輸送と病原体防御機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rubicon Rabbit pAb
備考／別名	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
対象種	ヒト
GeneID	9711
免疫原	ヒトRubicon (NP_055502.1) のアミノ酸1-200番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92622
タンパク質分子量	109kDa
発送方法	氷袋