


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-S100A11ポリクローナル抗体 - P31949

商品番号: CM0021443



前書き

ヒトS100A11（カルギザリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ケラチノサイト分化および角化の研究に適しています。IVDおよび研究用途における信頼性の高い試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A11 Rabbit pAb
備考/別名	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6282
GeneID	6282
免疫原	ヒトS100A11（NP_005611.1）のアミノ酸1-105に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31949
タンパク質分子量	12kDa
配送	水袋