

WbおよびElisa用 Anti-S1Pr2 ウサギポリクローナル抗体 - O95136

商品番号: CM0019536



前書き

ヒトS1PR2（O95136）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。S1Pシグナリング、GPCR、難聴研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S1PR2 ウサギ pAb
備考/別名	EDG5; H218; LPB2; S1P2; AGR16; EDG-5; DFNb68; Gpcr13; S1PR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9294
GeneID	9294
免疫原	合成ペプチド; ヒトS1PR2 (NP_004221.3) のアミノ酸250-353に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O95136
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ