


抗Sarm1ポリクローナル抗体 (Wb, Ip, Elisa用) - Q6Szw1

商品番号: CM0022419



前書き

Western

blot、IP、ELISA用の高品質なウサギポリクローナル抗SARM1抗体。プログラムされた軸索死および自然免疫シグナル伝達における主要なNAD+ヒドロラーゼであるヒトSARM1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARM1 ウサギpAb
備考/別名	SARM; HsTIR; SAMD2; hSARM1; MyD88-5; SARM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23098
遺伝子ID	23098
免疫原	ヒトSARM1の625-724アミノ酸残基に対応する合成ペプチド (NP_055892.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6SZW1
タンパク質重量	79kDa
配送	アイスパック