


Wb・Elisa用 抗Sars-Cov-2 Nsp2 ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtd1

商品番号: CM0024677



前書き

SARS-CoV-

2の非構造タンパク質2（NSP2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAへの使用に適しています。ウイルス複製、宿主翻訳阻害、自然免疫回避の研究で利用されています。

UniProt: P0DTD1。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP2 Rabbit pAb
GeneID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP2（YP_00742609.1）のアミノ酸150-250領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交叉反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	794kDa
発送	保冷剤