

Wb、Elisa用抗Sars-Cov-2 Nsp7ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0021254



前書き

SARS-CoV-2

NSP7タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ヒトとの交差反応性を有します。COVID-19の研究および診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP7ウサギpAb
遺伝子ID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP7のアミノ酸1〜83（YP_009742614.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141 kDa
配送方法	保冷バッグ