

## 抗Sars-Cov Spike Rbdモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P59594

商品番号: CM0006970



前書き

SARS-

CoVスパイク糖タンパク質（P59594）の受容体結合ドメイン（RBD）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ウイルスの侵入および免疫回避の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | SARS-CoV Spike RBD ウサギモノクローナル抗体                                  |
| 備考/別名    | E2; SARS-CoV Spike RBD                                           |
| 遺伝子ID    | 1489668                                                          |
| 免疫原      | コロナウイルスSARS-CoV Spike RBD（NP_828851.1）のアミノ酸350～450の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来       | ウサギ                                                              |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                        |
| アプリケーション | WB、ELISA                                                         |
| 交差反応性    | SARS-CoV                                                         |
| SWISS    | P59594                                                           |
| タンパク質重量  | 139kDa                                                           |
| 配送       | アイスバッグ                                                           |