


Wb、Elisa用抗Sat1ウサギポリクローナル抗体 - P21673

商品番号: CM0028223



前書き

ヒトSAT1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ポリアミンアセチル化に関与するSSATとしても知られるSAT1を検出します。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAT1 ウサギpAb
備考/別名	SAT, DC21, KFSD, SSAT, KFSDX, SSAT-1, SAT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6303
GeneID	6303
免疫原	ヒトSAT1 (NP_002961.1) のアミノ酸1-171に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P21673
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	保冷剤