

抗Scamp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15126

商品番号: CM0027770

前書き

SCAMP1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSCAMP1を認識し、ゴルジ後期再利用経路および膜輸送経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCAMP1 ウサギpAb
備考/別名	SCAMP; SCAMP37; SCAMP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9522
遺伝子ID	9522
免疫原	ヒトSCAMP1（NP_004857.4）のアミノ酸1～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15126
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋梱包