

Wb、Elisa用 Anti-Scamp2 ポリクローナル抗体 - O15127

商品番号: CM0028563

前書き

組換えヒト SCAMP2 を用いて作製した Anti-SCAMP2

ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ゴルジ後期リサイクル経路に与するヒト SCAMP2（約37kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	SCAMP2 Rabbit pAb
備考/別名	SCAMP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10066
遺伝子ID	10066
免疫原	ヒト SCAMP2 (NP_005688.2) のアミノ酸 1-152 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15127
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ