

抗Scamp2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - O15127

商品番号: CM0019534

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗SCAMP2ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSCAMP2（37 kDa）を認識します。ゴルジ体後方のリサイクル経路における分泌キャリア関連膜タンパク質2の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCAMP2 ウサギpAb
備考/別名	SCAMP2
種	ヒト
遺伝子ID	10066 (ヒト)
免疫原	ヒトSCAMP2のアミノ酸1-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005688.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O15127
タンパク質重量	37kDa
配送	アイスバッグ