

Wb、Elisa用 抗Sccpdh ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nbx0

商品番号: CM0021662

前書き

ヒトSCCPDH（NET11、CGI-49）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。免疫原は組換えタンパク質です。酸化還元酵素の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCCPDH ウサギ pAb
備考/別名	NET11; CGI-49; SCCPDH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51097
GeneID	51097
免疫原	ヒトSCCPDH（NP_057086.2）のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NBX0
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ