

Anti-Scd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00767

商品番号: CM0020711



前書き

ヒトSCD1を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂質生合成およびエネルギー恒常性に関与するステアロイルCoAデサチュラーゼ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCD1 Rabbit pAb
備考/別名	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6319
GeneID	6319
免疫原	ヒトSCD (NP_005054.3) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00767
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋