

Anti-Scfd1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q8Wvm8

商品番号: CM0025192

前書き

SCFD1（別名：SLY1、STXBP1L2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットで検証済み。小胞体-ゴルジ体輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCFD1 Rabbit pAb
備考/別名	SLY1; RA410; SLY1P; STXBP1L2; C14orf163; SCFD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23256
遺伝子ID	23256
免疫原	ヒトSCFD1 (NP_057190.2) のアミノ酸373-642に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WVM8
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ