

抗Scgb1A1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応) - P11684

商品番号: CM0023561



前書き

SCGB1A1ウサギポリクローナル抗体は、ヒトSCGB1A1（ウテログロビン/CC10、クラブ細胞分泌タンパク質）を検出します。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。呼吸器研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCGB1A1ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	UGB, UP1, CC10, CC16, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7356
GeneID	7356
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSCGB1A1のアミノ酸22-91に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003348.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P11684
タンパク質重量	10kDa
配送	アイスパック