


抗Scinウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y6U3

商品番号: CM0019908



前書き

ヒトSCIN（シンデリン/アドセベリン）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒトおよびマウスと反応します。エキソサイトーシス、巨核球、細胞骨格の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCIN ウサギ pAb
備考/別名	SCIN; adseverin
種	ヒト
遺伝子ID	85477
免疫原	ヒトSCIN (NP_001106177.1) のアミノ酸1〜100領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6U3
タンパク質分子量	80kDa
発送	氷袋