

Wb、Elisa用抗Scml1ポリクローナル抗体 - Q9Un30

商品番号: CM0019173

前書き

転写抑制に関与すると考えられているポリコーム群タンパク質、ヒトSCML1に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応します。精子形成および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCML1 ウサギ pAb
備考/別名	SCML1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6322
GeneID	6322
免疫原	ヒトSCML1 (NP_006737.2) のアミノ酸50～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9UN30
タンパク質分子量	37kDa
配送方法	氷袋