

Anti-SCO2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, IHC-P, Elisa - O43819

商品番号: CM0029501



前書き

ヒトSCO2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットのSCO2（30 kDa）と交差反応します。SCO2は、シトクロムcオキシダーゼの集合および呼吸鎖機能に不可欠なミトコンドリア銅シャペロンです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SCO2 Rabbit pAb
備考/別名	TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatin; SCO2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9997
GeneID	9997
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43819
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋