

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Sdhbウサギモノクローナル抗体 - P21912

商品番号: CM0006542



前書き

ヒトSDHBを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの内因性SDHBを検出。ミトコンドリア複合体IIおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHB ウサギ mAb
備考/別名	CWS2; IP; PGL4; SDH; SDH1; SDH2; SDHIP; コハク酸デヒドロゲナーゼ複合体鉄硫黄サブユニットB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6390
遺伝子ID	6390
免疫原	ヒトSDHB (P21912) のアミノ酸29-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21912
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ