


Ihc-P、Elisa用Anti-Sec14L2ポリクローナル抗体 - O76054

商品番号: CM0020697



前書き

IHC-PおよびELISAで検証されたSEC14L2 (TAP/SPF) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。α-

トコフェロール/スクアレン輸送、コレステロール合成、および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC14L2 Rabbit pAb
備考/別名	SEC14L2; C22orf6; SPF; TAP; TAP1; SEC14-like protein 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23541
遺伝子ID	23541
免疫原	ヒトSEC14L2 (NP_203740.1) のアミノ酸1-275内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76054
タンパク質分子量	36kDa/44kDa/46kDa
配送	アイスバッグ