


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗セプチン4 ウサギポリクローナル抗体 - O43236

商品番号: CM0016864



前書き

セプチン4 (SWISS: O43236)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。アポトーシスと精子形成に参与する細胞骨格GTPaseを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	セプチン4 ウサギ pAb
備考／別名	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNUTL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septin 4
種	ヒト
遺伝子ID	5414
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43236
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ