

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗セプチン5ポリクローナル抗体 - Q99719

商品番号: CM0015574



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルSeptin

5抗体。サイトカイン形成および血小板分泌に関与するフィラメント形成細胞骨格GTPアーゼであるヒト、マウス、ラットのSeptin 5を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 5 ウサギpAb
備考/別名	H5; SEPT5; CDCREL; PNUTL1; CDCREL1; CDCREL-1; HCDCREL-1; Septin 5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5413
GeneID	5413
免疫原	ヒトSeptin 5 (NP_002679.2) のアミノ酸1〜369に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99719
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷剤