

Wb、Elisa用抗Serpina12ポリクローナル抗体 - Q8Iw75

商品番号: CM0030720



前書き

ヒトSERPINA12（Vaspin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。インスリン作用および脂肪組織研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINA12 ウサギ pAb
備考/別名	OL-64; SERPINA12
種	ヒト
GeneID	145264
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSERPINA12 (NP_776249.1) のアミノ酸20-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IW75
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ